



AXIS®

- najwyższa dokładność ważenia
- kalibracja wewnętrznym odważnikiem
- wyświetlacz graficzny lub LCD
- złącze RS232C do drukarki, etykieciarki lub komputera
- złącze PS2 do standardowej klawiatury komputerowej
- złącza USB, Wi-Fi i LAN (opcje)
- funkcja sporządzania receptur, wskazania w %, liczenie sztuk i inne

Wagi z klasą



AGN50-AGN220

AGN50C-AGN220C

**seria
AGN**

WAGI ANALITYCZNE

WAGI ANALITYCZNE seria AGN i AGN/C

Wagi analityczne serii AGN i AGN/C przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest bardzo wysoka dokładność pomiaru.

Wagi posiadają układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem, który zapewnia utrzymanie dokładności pomiarów wagi w czasie eksploatacji bez potrzeby ingerencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązanie konstrukcyjne mechanizmów wag zapewnia im wieloletnią eksploatację.

Obszerna, zamykana przesuwanymi szybkami z trzech stron, komora ważenia umożliwia wygodną i efektywną pracę w pomieszczeniach, gdzie niemożliwe jest wyeliminowanie ruchów powietrza.

W wagach serii AGN duży, podświetlony wyświetlacz graficzny pozwala na łatwe odczytywanie wyników ważenia, a przejrzyste menu i podpowiedzi tekstowe sprawiają, że obsługa wagi jest łatwa i szybka.

Wagi serii AGN/C wyposażono w podświetlony wyświetlacz cyfrowy LCD i podstawowy zestaw klawiszy wystarczający do standardowych zastosowań wag.

Wszystkie wagi otrzymują pełny zestaw funkcji specjalnych:

liczenie sztuk jednakowych detali, wyliczanie zmian masy w procentach, sporządzanie receptur, zmiana jednostek pomiarowych (ct, lb, oz, ozt) i inne.

Złącze RS232C pozwala na podłączenie drukarki, etykieciarki lub komputera w celu drukowania kwitów, raportów lub archiwizacji wyników ważenia. Drukowane raporty są zgodne z wymaganiami procedur GLP. Program komputerowy *Procell* umożliwia bezpośrednio umieszczanie wyników ważenia w arkuszu kalkulacyjnym *Excel*.

Wszystkie wagi spełniają wymagania przepisów Unii Europejskiej, o czym informuje znak CE na tabliczce firmowej. Na zamówienie wszystkie wagi mogą być

wzorcowane, typy wag wskazane w tabeli mogą być poddane legalizacji WE.

Wagi legalizowane dodatkowo otrzymują oznakowanie metrologiczne **M**.

Opcje na zamówienie:



Zestaw Hydro AGN

	A	B
1	Masa [g]	
2	10,2010	
3	9,9061	
4	10,1054	
5	10,5554	
6	9,8005	
7	10,3201	

Eksport wyników do arkusza Excel

Opcje na zamówienie:

- zestaw Hydro AGN do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy
- Interfejsy USB, LAN lub Wi-Fi, złącze PS2 do klawiatury komputerowej
- złącze RS232C do wprowadzania danych za pomocą skanera
- zegar wewnętrzny, wyjście transoptorowe do selekcji progowej

Dane techniczne

Typ wagi	AGN50(C)	AGN100(C)	AGN200(C)	AGN220(C)
Obciążenie (Max)	50g	100g	200g	220g
Działka odczytowa (d)	0,1mg	0,1mg	0,1mg	0,1mg
Działka legalizacyjna (e)	1mg	1mg	1mg	1mg
Zakres tarowania	-50g	-100g	-200g	-220g
Klasa dokładności	I			
Temperatura pracy	+18 ÷ +33°C			
Czas ważenia	<6s			
Wymiar szalki	φ90mm			
Gabaryty	215(z nóżkami 235)x345x350mm			
Interfejsy	w standardzie: RS232C, PS2 (tylko AGN), opcje: USB, LAN lub Wi-Fi			
Wymiary komory ważenia	175x140x230mm			
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A			
Masa wagi	6,5kg			
Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML)	E2 50g	E2 100g	E2 200g	E2 200g
Możliwość legalizacji WE	M	M	M	-